



LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN PARA DESFIBRILADOR
M-PR-001-FO-002
08/10/2021

Lista De Chequeo De Verificación Para Desfibrilador			
OBJETIVO: Inspeccionar la unidad de desfibrilación al principio de cada semana. Indique cualquier anomalía al jefe inmediato.			
FECHA:	SEMANA ____		RESPONSABLE:
ELEMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1. Unidad de desfibrilador			
Limpia, no hay derrames, libre de objetos en la parte superior, caja intacta.			
2. Paletas			
* Limpias, no escoriadas.			
* Se suelta del alojamiento fácilmente.			
3. Cables/Conectores			
* Se encuentran íntegros.			
* Ajustan adecuadamente y quedan seguros.			
4. Suministros			
* Electrodo de monitoreo.			
* Gel de conducción.			
* Tijeras.			
5. Suministros de alimentación			
* Verificar que el equipo esté conectado continuamente.			
* Verificar que la batería tenga carga.			
* Verificar que el equipo encienda de manera correcta.			
6. Indicadores/Visualizadores de ECG			
* Visualización de inicio.			



LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN PARA DESFIBRILADOR
M-PR-001-FO-002
08/10/2021

* Visor del monitor funcional.			
* Indicador luminoso de batería cargada.			
* Congelamiento de trazo.			
7. Impresión de ECG			
* El equipo tiene la capacidad de imprimir.			
* El equipo cuenta con suficiente papel para ECG.			
8. Ciclo de carga/Visualización para desfibrilación mediante paleta o almohadilla adhesiva.			
Desconecte la unidad de la toma de alimentación para realizar la primera prueba.			
* Visualización de indicador de carga.			
* Realiza pruebas de carga y descarga, según lo recomendado por el fabricante.			
Conecte la unidad a la toma de alimentación y realice la segunda prueba.			
* Visualización de indicador de carga.			
* Realiza pruebas de carga y descarga, según lo recomendado por el fabricante.			